Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича"

# Протокол по лабораторной работе №4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ

Выполнил:

Студент 1 курса

Группа

Бригада №

#### Цель работы:

 Измерение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли с помощью тангенс-гальванометра.

## Измерительные приборы и их характеристики

Название	Предел	Класс	Цена деления	Абсолютная
	измерений	точности		погрешность
Миллиамперметр				
Тангенс-				
гальванометр				
Гальванометр				

#### Схема установки:




Рис. 5. Схема установки

## Рабочие формулы:

$$H_0 = \frac{IN}{2R \cdot \text{tg}\beta} = \frac{N}{2R} \cdot C$$
  $I = C \cdot \text{tg}\beta$   $C = I/\text{tg}\beta$ 

#### Формулы погрешности:

$$\delta H_0 = \sqrt{\left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta\beta}{\sin 2\beta}\right)^2}$$

Таблица измерений 1:

Nº	I	$\beta_1$	$eta_2$	$\overline{\beta}$
	мA	град	град	град
1				
2				
3				
4				
5				

# Таблица измерений 2:

Nº	$\beta_1$	$eta_2$	$\overline{oldsymbol{eta}}$	X
	град	град	град	дел
1				
2				
3				
4				
5				